



❖ Opis produktu

Produkty uciskowe Varitek Lipo zostały zaprojektowane specjalnie dla pacjentów po zabiegach liposukcji, chirurgii plastycznej oraz innych procedurach estetycznych. Oferują one stopniowy ucisk, który pomaga w redukcji obrzęków, wspiera proces gojenia i poprawia kształt sylwetki. Używanie tych produktów ma kluczowe znaczenie w procesie rekonwalescencji, przyspieszając powrót do zdrowia i poprawiając komfort pacjenta.

❖ Przeznaczenie produktu

Produkty uciskowe Varitek Lipo są dedykowane pacjentom, którzy przeszli zabiegi takie jak:

- Liposukcja (tłuszczu, podbródka, brzucha, ud itp.)
- Chirurgia plastyczna (np. lifting, abdominoplastyka, redukcja piersi)
- Zabiegi estetyczne wymagające stopniowego ucisku w celu poprawy konturu ciała, redukcji obrzęków i minimalizacji ryzyka powikłań.

❖ Instrukcja użytkowania

Zakładanie odzieży uciskowej:

- **Przygotowanie:**
 - Przed założeniem produktu, upewnij się, że skóra jest czysta i sucha.
 - Produkt należy założyć bezpośrednio na ciało (bez odzieży pod spodem) lub na cienką warstwę bielizny, jeśli producent zaleca.
- **Zakładanie produktu:**
 - Włóż produkt od dołu w górę (np. rajstopy, body uciskowe, spodnie), upewniając się, że ucisk jest równomierny i nie ma zagnieceń.
 - W przypadku produktów z zamkiem błyskawicznym lub regulowanymi haftkami, zapnij je, dostosowując produkt do swojej sylwetki.
 - Sprawdź, czy produkt dobrze przylega, ale nie powoduje nadmiernego ucisku, który mógłby ograniczać przepływ krwi.
- **Noszenie produktu:**
 - Produkt należy nosić przez czas zalecany przez lekarza, zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od zakresu zabiegu.
 - W pierwszych dniach po zabiegu należy nosić odzież uciskową przez większość dnia i nocy (np. 23 godziny dziennie).
 - Z czasem można skrócić czas noszenia na noc lub w ciągu dnia, ale zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza.

Producent: **Varitek Ortopedi Sanayi A.Ş.**

Ferhatpaşa Sb. Mah. Menekşe Sk. Varitek Blok No:3 İç Kapı No:Z1, 34540 Çatalca - İstanbul/Türkiye
info@varitek.com



- **Zdejmowanie odzieży uciskowej:**
 - Aby zdjąć produkt, zacznij od rozpięcia zamka błyskawicznego lub zdjęcia odzieży od dołu, powoli zdejmując ją z ciała.
 - Upewnij się, że nie ciągniesz za mocno, aby nie uszkodzić materiału.

- ❖ **Konserwacja i pielęgnacja**
 - ✓ **Czyszczenie:**
 - Produkty uciskowe należy prać ręcznie w letniej wodzie (do 30°C) z delikatnym detergentem.
 - Unikaj używania płynów zmiękczających i wybielaczy, które mogą uszkodzić materiał.
 - Zawsze dobrze spłucz produkt, aby usunąć resztki detergentu.
 - ✓ **Suszenie:**
 - Susz produkt w temperaturze pokojowej, najlepiej na płaskiej powierzchni.
 - Nie susz w suszarkach bębnowych ani na gorących powierzchniach, ponieważ wysoka temperatura może uszkodzić materiał.
 - ✓ **Przechowywanie:**
 - Przechowuj produkt w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

- ❖ **Zasady bezpieczeństwa**
 - **Dopasowanie produktu:**
 - Produkt powinien być dopasowany do sylwetki, ale nie może powodować ucisku, który mógłby zakłócić krążenie.
 - Jeżeli odczuwasz silny ból, pieczenie lub zauważysz zaczerwienienie, natychmiast zdejmij produkt i skonsultuj się z lekarzem.
 - **Przeciwwskazania:**
 - Produkt uciskowy nie jest zalecany w przypadku otwartych ran, infekcji skóry, czy alergii na materiały, z których jest wykonany.
 - W razie jakichkolwiek problemów skórnych, skontaktuj się z lekarzem.
 - **Kontrola stanu zdrowia:**
 - Produkt uciskowy jest skuteczny, ale nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej. Regularne kontrole u lekarza są niezbędne, aby ocenić proces rekonwalescencji.
 - **Zalecenia medyczne:**
 - Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Czas noszenia i rodzaj produktu mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Produkty Variteks Lipo są wyrobem medycznym, używaj je zgodnie z instrukcją lub etykietą.

Producent: **Variteks Ortopedi Sanayi A.Ş.**

Ferhatpaşa Sb. Mah. Menekşe Sk. Variteks Blok No:3 İç Kapı No:Z1, 34540 Çatalca - İstanbul/Türkiye
info@variteks.com

