

USER MANUAL

Steel 4-wheeled rollator

Product code: KORAL



1. Characteristics

The 4-wheeled, foldable rollator is made of a powder-coated steel frame. It features an upholstered, height-adjustable seat with a backrest and a convenient shopping bag. Rollator is equipped with height-adjustable handles with anatomical handgrips and brakes with a locking mechanism. It has narrow-profile wheels with a diameter of 8". The rollator is equipped with holders for a cane/crutch and a bottle.

The set includes: frame with seat (1 set), handles with brakes attached to the rear wheels (2 sets), front wheels (2 sets), backrest (1 pc.), mounting screws (6 pcs.), bottle holder (1 pc.)

Elements of the rollator:

- A. Handle
- B. Brake
- C. Mounting screw (wheel)
- D. Brake cables
- E. Backrest
- F. Seat
- G. Mounting screw (handles)
- H. Hinge of side crossbar
- I. Shopping bag
- J. Upper adjustment of brake
- K. Lower adjustment of brake
- L. Bottle holder



2. Application

The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is also recommended to the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the rollator affects positively on the return to activity of the people

with locomotion and tilting to erect position problems. It guarantees better stabilization, support and security while walking.

3. Assembly and use

ASSEMBLY

- Unfold the rollator frame by laying both side hinges of the crossbar flat. Both crossbar hinges should be fully unfolded.
- Insert the left rear leg into the left rear opening of the frame. Lock the leg in place by tightening the mounting screw from the outside of the rollator frame.
- The left rear leg is connected to the left handle of the rollator via a brake cable. Insert the left handle into the left opening of the frame, adjusting it to the desired height. Route the brake cable outside the frame. Lock the handle at the correct height by tightening the mounting screw.
- Perform a similar installation for the right rear leg and the right handle, remembering to tighten the mounting screws.
- Insert the left front leg into the left front frame opening. Lock the leg height by tightening the mounting screw from the outside of the rollator.
- Perform a similar installation for the right front leg, remembering to tighten the mounting screw.

NOTE: All four legs should be set to the same height.

- Install the backrest by sliding it from the bottom up into the guides, located under the rollator handles.
- Install the bottle holder by sliding it from the top into the mounting bracket, located on the left side of the support frame.

UNFOLDING AND FOLDING THE ROLLATOR

- To fold the assembled rollator, lift the seat and pull the metal handle located above the bag. Then fold the rollator frame.
- To unfold the assembled rollator, unfold the frame by lying flat both side hinges of the crossbar located on the sides of the bag. Both crossbar hinges should be fully unfolded. Then lower the seat.

BRAKES FUNCTION

NOTE! When using the rollator for the first time, you may need assistance from another person, regardless of your physical condition.

- To stop the rollator, pull and hold the brake handle upwards.

- During a stop or while using the rollator seat, lock the brake by pushing the brake handle down.
- To release the brake, pull the brake handle upwards.

HEIGHT ADJUSTMENT OF HANDLES

The height of the handles should be adjusted so that the user can stand upright, as far as he or she is able to, with his or her shoulders in rest position and with slightly bent elbows. It is inadvisable to hang on the rollator with all the body weight.

To adjust the height of the handles, unscrew both mounting screws located on the outer side of the frame by, select appropriate height and tighten afterwards.

NOTE! Both handles must be set on the same level.

BRAKES ADJUSTMENT

- **Adjustment of the upper brake:** Unscrew the nut of the cable, pull it up to the appropriate length and lock it by tightening the locking screw.
- **Adjustment of the lower brake:** Loosen the mounting screw with the use of an open-end wrench, pull the black brake cable to adjust its tension, and then, tighten the mounting screw.

4. Technical data

Overall width	62 cm
Overall depth	58 cm
Seat dimensions	37 x 31 cm
Seat height from the ground	50,5-56 cm
Handles height adjustment	80,5-96 cm
Weight	8,6 kg
Maximum capacity	136 kg
Max. capacity of the shopping bag	5 kg
Frame colour	red

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.

Do not use strong polishing agents due to the damage of protecting coatings.

Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, locks).

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Medical device incidents

Any serious incident involving a medical device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the European Union member state where the user or patient resides.

10. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device

	Note		Please read the instruction
	This product complies with the legal requirements of the European Union regarding medical devices (MDR 2017/745)		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa stalowa

Kod produktu: KORAL

Timago

1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana jest z ramy stalowej malowanej proszkowo. Posiada tapicerowane, regulowane na wysokość siedzisko z oparciem oraz poręczną torbę na zakupy. Wyposażona jest w regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz hamulce z zaciskiem postojowym. Posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8". Podpórka wyposażona jest w uchwyty na laskę/kulę oraz na butelkę/bidon.

Zestaw zawiera: ramę podpórki z siedziskiem (1 kpl.), ręczki z hamulcami połączone z tylnymi kołami (2 kpl.), przednie koła (2 kpl.), oparcie (1 szt.), śruby montażowe (6 szt.), uchwyt na butelkę/bidon (1 szt.)

Elementy podpórki:

- A. Rączka
- B. Hamulec
- C. Śruba montażowa (koła)
- D. Linka hamulcowa
- E. Oparcie
- F. Siedzisko
- G. Śruba montażowa (rączki)
- H. Zawias belki poprzecznej
- I. Torba
- J. Górna regulacja hamulca
- K. Dolna regulacja hamulca
- L. Uchwyt na bidon/butelkę



2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako

pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż i użytkowanie

MONTAŻ PODPÓRKI

- Rozłożyć ramę podpórki rozkładając na płasko oba boczne zawiasy belki poprzecznej.
 - Włożyć lewą tylną nóżkę do lewego tylnego otworu ramy. Wysokość nóżki zablokować, wkręcając śrubę montażową od zewnętrznej strony ramy podpórki.
 - Lewa tylna nóżka połączona jest linką hamulcową z lewą rączką podpórki. Włożyć lewą rączkę do lewego otworu ramy ustawiając żądaną wysokość rączki. Linkę hamulcową poprowadzić na zewnątrz ramy. Zablokować rączkę na odpowiedniej wysokości dokręcając śrubę montażową.
 - Przeprowadzić podobny montaż prawej tylnej nóżki i prawej rączki pamiętając o dokręceniu śrub montażowych.
 - Włożyć lewą przednią nóżkę do lewego przedniego otworu ramy. Wysokość nóżki zablokować, wkręcając śrubę montażową od zewnętrznej strony podpórki.
 - Przeprowadzić podobny montaż prawej przedniej nóżki pamiętając o dokręceniu śruby montażowej.
- UWAGA: wszystkie cztery nóżki powinny być zamontowane na tej samej wysokości.**
- Zamontować oparcie wsuwając je od dołu do góry w prowadnice znajdujące się pod rączkami podpórki.
 - Zamontować uchwyt na bidon/butelkę wsuwając go od góry w uchwyt montażowy znajdujący się po lewej stronie ramy podpórki.

ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE PODPÓRKI

- Aby złożyć zmontowaną podpórkę należy podnieść siedzisko i pociągnąć za metalowy uchwyt znajdujący się nad torbą. Następnie złożyć ramę podpórki.
- Aby rozłożyć zmontowaną podpórkę należy rozłożyć ramę rozkładając na płasko oba boczne zawiasy belki poprzecznej znajdujące się po bokach

torby. Oba zawiasy belki powinny być całkowicie rozłożone. Następnie należy opuścić siedzisko.

FUNKCJA HAMULCÓW

Uwaga! Podczas pierwszego użycia podpórki może być konieczna pomoc osoby trzeciej, bez względu na stan zdrowia użytkownika.

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu rączki, a następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec postojowy należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZEK

Wysokość rączek należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na podpórce całym ciężarem ciała.

Aby wyregulować wysokość rączek, należy odkręcić obie śruby montażowe znajdujące się po zewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki rączki i ponownie dokręcić śruby blokując wybraną wysokość.

UWAGA: Oba uchwyty rączek należy ustawić na tej samej wysokości.

REGULACJA HAMULCÓW

- **Górna regulacja hamulca:** należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.
- **Dolna regulacja hamulca:** należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki, a następnie dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	62 cm
Głębokość całkowita	58 cm
Wymiary siedziska	37 x 31 cm
Wysokość siedziska od podłoża	50,5-56 cm
Regulacja wysokości uchwytów	80,5-96 cm

Waga	8,6 kg
Max obciążenie	136 kg
Max obciążenie torby na zakupy	5 kg
Kolor ramy	czerwony

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Incydenty związane z wyrobem medycznym

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
---	--------------------	---	-----------

	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wyrób spełnia wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych (MDR 2017/745)		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



05/2026 (I)