

USER MANUAL

Bedside rail

Product code: HandyGrip




1. Characteristics

Bedside rail is made of durable, powder-coated steel. It has a foam handle and a pocket for small items. The rail comes with screws and a safety belt, providing the user with additional stability and comfort.

The set includes: bedside rail with pocket, screws, security belt.

Elements of the rail:

- A. Handle
- B. Frame folding mechanism
- C. Pocket for goods
- D. Lower frame
- E. Upper frame



2. Application

The bedside rail is designed to provide a support for standing up or switching from laying to sitting position in bed. The rail is recommended for people with reduced mobility which hinders the unassisted performance of daily living activities. The bedrail rail is recommended for use both during care in medical facilities and at home.

3. Assembly

Step 1. Take out bed rail out of box and unfold it till you hear click sound.

Step 2. Place the bedside rail lower frame on the bed base, with upper frame facing outwards.

For extra security, bedside rail should be mounted by using of two methods:

- Screws attached to the set: place lower frame on the bed base and secure it using screws using screw or driller.
- Security belt added to the set: place lower frame on the bed base and secure it with belt around the bed base.

Step. 3 Place mattress on the bed, covering lower frame of the rail.

Bedside rail is ready to use.

FOLDING/UNFOLDING

Rail can be folded, allowing user for easier storage or transportation if needed:

- To fold the rail for the transportation grab frame folding mechanism (B) and pull outwards, lowering upper frame of the rail.
- To unfold the frame, grab the upper frame by handgrip and put it up till

4. Technical data

Overall height	44 cm
Overall width	57 cm
Overall depth	50 cm
Handle length	38 cm
Dimensions after folding	50 x 57 x 14,5 cm
Lower frame tube thickness	1,2 cm
Weight	2,00 kg
Max. weight capacity	136 kg

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Clean the frame and bag regularly using damp cloth, without use of ingredients. Dry thoroughly. Difficult stains on the bag can be cleaned with sponge.

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.










8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Medical device incidents

Any serious incident involving a medical device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the European Union member state where the user or patient resides.

10. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The product meets the legal requirements of the European Union for medical devices (MDR 2017/745).		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Poręcz przyłóżkowa

Kod produktu: HandyGrip




1. Wykonanie

Poręcz przyłóżkowa jest wykonana z wytrzymałej stali malowanej proszkowo. Posiada piankowy uchwyt i kieszęń na drobiazgi. Poręcz może być dodatkowo przymocowana za pomocą śrubek lub pasa do stelaża łóżka, aby zapewnić użytkownikowi lepszą stabilność oraz komfort podczas wstawania.

Zestaw zawiera: ramę z kieszenią na drobiazgi, śrubki mocujące, pas mocujący do stelaża.

Elementy poręczy:

- A. Uchwyt
- B. Blokada składania
- C. Kieszęń na drobiazgi
- D. Dolna rama poręczy
- E. Górna rama poręczy



2. Zastosowanie

Poręcz przyłóżkowa jest przeznaczona do używania przy łóżku pacjenta, zapewniając wsparcie podczas wstawania lub zmiany pozycji z leżącej na siedzącą. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Poręcz przeznaczona jest do stosowania zarówno podczas opieki w placówkach medycznych jak i w warunkach domowych.

3. Montaż

Krok 1. Wyciągnąć poręcz z opakowania i rozłożyć do momentu zaskoczenia blokady składania (charakterystyczny dźwięk kliknięcia).

Krok 2. Położyć poręcz na łóżku tak, aby dolna rama znalazła się na stelażu, a górna znajdowała się z boku łóżka.

Dla dodatkowego zabezpieczenia poręcz powinna zostać przymocowana do stelaża za pomocą jednej z dwóch poniższych metod:

- Przymocować dolną ramę za pomocą śrub montażowych do stelażu używając śrubokręta. W przypadku stelażu z twarszego materiału (np. płyty wiórowej) można zastosować wiertarkę.
- Przymocować poręcz za pomocą pasa, obwiązując go wokół dolnej ramy oraz stelaża.

Krok. 3 Położyć materac na łóżku, zakrywając dolną ramę poręczy.

Poręcz jest gotowa do użycia.

SKŁADANIE/ROZKŁADANIE PORĘCZY

Poręcz posiada opcję składania, pozwalając na łatwiejsze przechowywanie lub przewożenie.

- Aby złożyć poręcz należy złapać i pociągnąć blokady składania (B) i opuścić górną ramę.
- Aby rozłożyć poręcz należy złapać uchwyt na górnej ramie i unieść ją aż do momentu pełnego rozłożenia (charakterystyczny dźwięk kliknięcia).

4. Specyfikacja techniczna

Wysokość całkowita	44 cm
Szerokość całkowita	57 cm
Głębokość całkowita	50 cm
Długość uchwytu	38 cm
Wymiary po złożeniu	50 x 507 x 14,5 cm
Waga	2,0 kg
Maks. obciążenie	136 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę i torbę należy czyścić regularnie używając zmoczonej szmatki, bez środków czyszczących. Dokładnie wysuszyć przed użyciem. Trudne plamy na torbie można wyczyścić za pomocą gąbki.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci. Pozostaw do wyschnięcia.








8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Incydenty związane z wyrobem medycznym

Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wyrób spełnia wymagania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące wyrobów medycznych (MDR 2017/745)		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



12/2025 (I)