XII. KONIEC UŻYWANIA
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli balkonika zgodnie z zaleceniami producenta, patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA
Przewidziany okres używania wyrobu to 5 lat. Ten czas może być dłuższy lub krótszy, zależnie od częstotliwości korzystania i konserwacji wyrobu.

XIV. GWARANCJA
Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta).
Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Ostrzeżenie
CE	Oznakowanie CE	LOT	Kod partii
REF	Numer katalogowy	QTY	Ilość
	Data produkcji		Góra, nie przewracać
	Zajrzyj do instrukcji używania		Chronić przed wilgocią
MD	Wyrób medyczny		Kruchy,obchodzić się ostrożnie
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Przechowywać z dala od światła słonecznego

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/RF-803/1/5/18.03.2026
Data wydania instrukcji używania: 03.2026 v5

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA
BALKONIK REHABILITACYJNY
LUCA 803/1



I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy:	**RF-803/1**
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Regulacja wysokości:	81-99 cm
Maksymalna szerokość:	50 cm
Waga:	2,5 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama / balkonik rehabilitacyjny	stal + aluminium
Nasadki	guma

DODATKOWE AKCESORIA

Do balkonika jest możliwość dokupienia zestawu toaletowego (rys. 1) oraz ławeczki (rys. 2).


Rys. 1


Rys. 2

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE
- Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji.
- Może być używany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Wspomaga codzienne funkcjonowanie: np. wstawanie z łóżka, chodzenie, korzystanie z toalety, spacery.
- Balkonik wspomaga utrzymywanie stabilności podczas poruszania się i pozwala na stałą podporę użytkownikowi.
- Może pełnić funkcję balkonika: kroczącego, przestawnego lub z przednimi kolami.

IV. GRUPA DOCELOWA
- Osoby starsze, seniorzy, którzy mają trudności z poruszaniem się z powodu wieku, osłabienia mięśni, zaburzeń równowagi czy chorób przewlekłych (Parkinson, artretyzm).
- Osoby po urazach lub operacjach, szczególnie kończyn dolnych, kręgosłupa lub bioder, które potrzebują tymczasowego wsparcia w poruszaniu się podczas rehabilitacji.
- Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, np. osoby z porażeniem mózgowym, stwardnieniem rozsianym czy innymi schorzeniami neurologicznymi.
- Pacjenci w trakcie rehabilitacji, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych, którzy uczą się ponownie chodzić lub wzmacniają stabilność.

⚠ V. PRZECIWWSKAZANIA

1. Brak zdolności do samodzielnego utrzymania równowagi.
2. Niewystarczająca siła rąk i ramion, co może prowadzić do upadku bądź przeciążeń stawów.
3. Zaburzenia świadomości i percepcji.
4. Zaburzenia neurologiczne w fazie ostrej jak np. udar mózgu, padaczka, paraliż.
5. Zaburzenia ortopedyczne uniemożliwiające pionizację, np. ciężkie deformacje nóg, niestabilność stawów biodrowych lub kolanowych bez odpowiedniego zaburzenia ortopedycznego.
6. Zły stan ogólny pacjenta, np. gorączka, silne bóle, zawroty głowy, osłabienie.
7. Nieprawidłowe dopasowanie sprzętu, zbyt wysoki lub zbyt niski balkonik, źle dobrany model, co może zwiększać ryzyko upadku.

⚠ VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Choć balkonik jest pomocnym urządzeniem wspierającym mobilność, może wiązać się z pewnymi działaniami niepożądanymi lub ryzykiem, zwłaszcza jeśli jest używany nieprawidłowo. Oto potencjalne zagrożenia:

- Ryzyko potknięcia lub upadku, jeśli użytkownik źle postawi balkonik, nie dostosuje go do swojej wysokości, porusza się zbyt szybko lub korzysta z niego na nierównej powierzchni.
- Obciążenie nadgarstków, barków i pleców, szczególnie przy długotrwałym użytkowaniu, jeśli balkonik nie jest dobrze dopasowany do wzrostu.
- Zła postawa ciała może prowadzić do bólów kręgosłupa lub mięśni, jeśli użytkownik zbyt mocno pochyla się nad balkonikiem.
- Otarcia lub urazy dłoni, wynikające z długiego opierania się na uchwytach.
- Utrudnione poruszanie się w ciasnych przestrzeniach, balkonik może być nieporęczny w małych mieszkaniach czy przy wąskich drzwiach.

⚠ VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie korzystaj z balkonika na schodach ani stromych pochylniach.
2. Nie wieszaj ciężkich toreb ani innych przedmiotów na uchwytach lub ramie balkonika.
3. Nie używaj balkonika jeśli jest uszkodzony, np. z pęknięciami ramy, obluzowanymi śrubami, zużytymi kółkami lub niesprawnymi hamulcami.
4. Nie dopuszczaj do używania balkonika przez osoby nieprzeszkolone, np. dzieci lub osoby z zaburzeniami równowagi bez nadzoru.
5. Nie przekraczaj maksymalnego bezpiecznego obciążenia.
6. Zawsze sprawdzaj stabilność balkonika przed rozpoczęciem chodzenia.
7. Zablokuj hamulce, jeśli balkonik jest wyposażony w kółka, gdy chcesz usiąść i wstać.
8. Regularnie sprawdzaj stan techniczny balkonika.
9. Korzystaj z wyrobu wyłącznie na suchym, równym i stabilnym podłożu.
10. Zachowaj ostrożność przy zmianie kierunku, powoli wykonuj skręty.
11. Utrzymuj kontakt wzrokowy z podłożem, zwracając uwagę na przeszkody, np. dywan, progi.

⚠ VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdzić czy:
   - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość;
   - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone;
   - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość;
   - nasadki na stopkach nie są zużyte - jeżeli tak to wymień je.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
3. Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C.
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

⚠ **UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego używania może doprowadzić do poważnych wypadków.**

⚠ **UWAGA! Przed użyciem należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia odnośnie braku przeciwskazań do używania wyrobu.**

⚠ **UWAGA! Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama balkonika.**

IX. SPOSÓB UŻYWANIA

MONTAŻ

1. Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
2. Naciśnij dźwignię blokującą na ramie (rys. 3).
3. Rozłóż pierwszy bok ramy (rys. 4).
4. Rozłóż całą ramę (rys. 5).



Rys. 3



Rys.4



Rys. 5

⚠ **UWAGA! Dla zachowania bezpieczeństwa, aby zapobiec złożeniu się balkonika podczas używania, zacisk bezpieczeństwa musi być założony na swoim miejscu.**

FUNKCJE BALKONIKA

Balkonik posiada 3 funkcje:

- przestawną - ramę przestawia się w czasie chodzenia;
- z kołkami - dla ułatwienia na przednie nogi można zamontować koła, które są dostępne w standardzie; w czasie chodzenia ramę przesuwa się do przodu za pomocą kół;
- wspomaganie w czasie wstawania - rama balkonika posiada uchwyty na dwóch wysokościach.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach balkonika.
Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką, drugą przesuń rurkę do odpowiedniej wysokości. Zatrzaśnij przycisk blokujący.

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.
   Regularnie sprawdzaj czy:
   - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,
   - nasadki nie uległy zniszczeniu - jeżeli tak, należy je wymienić,
   - żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.

⚠ **UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.**

⚠ **UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zdatności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.**

XI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie:

Balkonik przechowuj w suchym pomieszczeniu zdala od źródeł ciepła, wilgoci, promieni słonecznych oraz substancji chemicznych.
Zakres temperatury przechowywania: -10 °C do +50 °C.
Wilgotność względna: maksymalnie 80%, bez kondensacji.

Transport:

Balkonik powinien być transportowany w pozycji poziomej lub zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu „góra/dół" w oryginalnym opakowaniu producenta.
Należy unikać układania ciężkich przedmiotów na balkonik.
Elementy ruchome balkonika powinny być zabezpieczone przed samoistnym przemieszczaniem.