

TGO-E BM-C 609-1



## BUT MARSZOWY KRÓTKI - 11''

### CECHY PRODUKTU

- but wykonany z PCV
- stabilizacja pneumatyczna
- miękka wewnętrzna wyściółka
- tkanina CoolMax (TGO-E BM-C 609-1)
- system pasów do regulacji siły stabilizacji
- profilowana antypoślizgowa podeszwa

US-1411



## BUT MARSZOWY KRÓTKI ZE STABILIZACJĄ PNEUMATYCZNĄ

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- skręcenia i zwichnięcia
- naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa
- alternatywa unieruchomienia gipsowego
- złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego

### DANE TECHNICZNE

ROZMIAR	ROZMIAR BUTA
S	35-39
M	40-44
L	44-46

KOD	ROZMIAR	ROZMIAR BUTA
US 14113	S	37-38
US 14115	M	39-43
US 14117	L	44-46